

Contec® Álcool isopropílico estéril

Isopropanol estéril a 70% em água purificada

O Contec® Álcool isopropílico estéril é uma solução de álcool isopropílico pronta a usar, pré-filtrada a 0,2 micron e irradiada com raios gama. Contém álcool isopropílico e água purificada de acordo com os padrões da Farmacopeia dos EUA. Desenvolvido para utilização no setor farmacêutico e dos dispositivos médicos, bem como em outros domínios das ciências da vida. Cada frasco vem inserido num saco duplo para assegurar a esterilidade e possui impresso o número do lote e o prazo de validade para facilitar a manutenção de registos. Validação de esterilidade (SAL) de 10^{-6} , de acordo com as orientações das normas ANSI/AAMI/ISO 11137.

Nota: A validação da esterilidade é realizada após a instalação do aplicador por pulverização.

Está incluído com os frascos de 0,47 ml e 0,95 ml um aplicador por pulverização com posições para jato ou spray. O de jato é ideal para áreas de difícil acesso, enquanto o spray é usado para cobrir grandes áreas. Cada frasco foi vedado por indução, tapado e expedido com o aplicador por pulverização não instalado para eliminar a ocorrência de vazamentos. Estão disponíveis instruções para a instalação estéril do aplicador por pulverização.

Aplicação do produto

- Limpeza de isoladores, armários, fluxo laminar e outras superfícies
- Usar com luvas em salas estéreis
- Limpeza de produtos e equipamentos para passagem para ambientes controlados
- Ideal para uso com wipes para salas limpas estéreis



Características	Benefícios
Contém 70% de álcool isopropílico compatível com os padrões da Farmacopeia dos EUA	• Evapora e deixa muito pouco resíduo • Elimina os custos de mistura, filtração, processamento e controle de qualidade da produção nas próprias instalações de misturas de álcool isopropílico e água estéreis • Cumpre os padrões <797> e <800> da Farmacopeia dos EUA
Filtrado com um filtro em linha de 0,2 micron	• Elimina a necessidade de filtração no próprio local
Irradiado com raios gama para um Nível de Garantia de Esterilidade (SAL) de 10^{-6}	• Pré-filtrado, embalado e esterilizado para facilitar a introdução em ambientes críticos • Certificado de processamento e esterilidade com cada caixa
Frasco de plástico	• Reciclável, ecologicamente correto, descarte de baixo custo

N.º artigo	Descrição		Tamanho	Embalagem
SB167030IR	Contec Álcool isopropílico estéril a 70% Álcool isopropílico a 70% estéril com aplicador por pulverização		0,47 l (16 onças)	12/caixa
SB327030IR	Contec Álcool isopropílico estéril a 70% Álcool isopropílico a 70% estéril com aplicador por pulverização		0,95 l (32 onças)	12/caixa
SB1287030IR	Contec Álcool isopropílico estéril a 70% Álcool isopropílico a 70% estéril		3,8 l (1 galão)	4/caixa
SB128100IR	Contec Álcool isopropílico estéril Álcool isopropílico estéril		3,8 l (1 galão)	4/caixa

Informações sobre o produto	
Aspetto	Líquido transparente e incolor
Odor	Característico a álcool
Qualidade da água	Cumpra os requisitos correspondentes a água deionizada compatível com os padrões da Farmacopeia dos EUA
Teor % de álcool isopropílico	
70%	68,0% - 72,0%
100%	99,0% - 99,99%
Massa específica (20 °C)	
70%	0,872% - 0,883%
100%	0,7861% - 0,7870%
Materiais da embalagem	Sacos externos (OB1, OB2), polietileno de baixa densidade (LDPE)  Caixa (CS), cartão cancelado (PAP) 
Ambiente	ISO 3-8 Grau A/B
Prazo de validade	
Não aberto	5 anos (SB327030, SB1287030) 2 anos (SB167030 e SB128100)
Aberto	6 meses (todos)

Símbolos de reciclagem



Notas

- a) Os dados indicados correspondem a valores típicos e não devem ser utilizados como especificações do produto.
b) Só é possível obter comparações válidas de produtos através de ensaios simultâneos nas mesmas instalações e em condições similares.
c) Podem estar disponíveis dados atuais e/ou de comparação. Para mais informações, contacte um representante comercial da Contec.

Métodos de ensaio

1. CTM = Método de Ensaio da Contec
2. IEST-RP-CC004.3 = Avaliação de materiais de limpeza usados em salas limpas e outros ambientes controlados, Institute of environmental Sciences and Technology, Rolling Meadows IL.